

Afișaj – Presetări clinice

Sunt afișate în ordinea frecvenței generale de folosire:

Adult ABD – Pentru ecografie abdominală

Adult Cardiac – Pentru ecografie cardiacă (evaluarea inimii, a valvelor și a funcției ventriculare)

Carotid – Pentru examinarea arterelor carotide și a fluxului sanguin

Vascular acces – pentru ghidaj puncții / cateterizări venoase sau arteriale

Superficial vascular – pentru vase superficiale (safenă, radială, brahială)

EM FAST – evaluare rapidă a traumatismelor (lichid intraperitoneal, pleural etc)

Superficial – țesuturi moi superficiale (colecții, abcese, lipoame)

ABD diff – evaluarea parenchimului abdominal

Thyroid – optimizat pentru glanda tiroidă

Deep vascular – pentru vase profunde (femurală, poplitee, iliacă)

