

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFECȚIUNI**

INTRODUCEȚI BRAȚUL ÎN SOCLUL PLĂCII RECBOARD

1

deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: SE BLOCHEAZĂ AUTOMAT

REMEDIERE: VERIFICAȚI SĂ NU EXISTE MATERIALE SAU OBIECTE CE ÎMPIEDICĂ O CUPLARE CORECTĂ. NU FOLOSIȚI LUBRIFIANT PENTRU ARTICULAȚII!