

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFEȚIUNI**

VERIFICAȚI DACĂ BATERIILE SUNT ÎNCĂRCATE

3

deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: SE APRIND LEDURILE VERZI (ÎN MOD IDEAL TOATE 5)

REMEDIERE: VERIFICAȚI SĂ FIE CONECTATE CORECT LA ÎNCĂRCĂTOR