

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFEȚIUNI**

VERIFICAȚI DACĂ ESTE PREZENT CARDUL SD

4

deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: PRIN DESCHIDEREA FANTEI DE ACCES,
SE OBSERVĂ CARDUL

REMEDIERE: VERIFICAȚI DACĂ ESTE INTRODUS ÎN POZIȚIA CORECTĂ