

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFEȚIUNI**

PORNIȚI BRAȚUL ȘI AȘTEPTAȚI SĂ SE EFECTUEZE AUTOTESTAREA

5

deltamed
Academy

GA

FUNCȚIONARE CORECTĂ: LA FINALUL AUTOTESTĂRII, BUTONUL DE TERAPIE LUMINEAZĂ SCURT CU O CULOARE ALBĂ ȘI SE AUDE UN SUNET SPECIFIC

REMEDIERE: REMEDIAȚI ALARMELE INDICATE