

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFECTIUNI**

CÂND ESTE PORNIT BRAȚUL, INTRODUCEȚI ADAPTORUL DE TERAPIE, DESCHIDEȚI MANETA DE BLOCARE ȘI APLICAȚI PRESIUNE UȘOARĂ CU AJUTORUL MÂINII

deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: CÂND ADAPTORUL ESTE **APĂSAT UȘOR**, BUTONUL DE TERAPIE ARE CULOARE VERDE. CÂND ADAPTORUL ESTE **APĂSAT MAI TARE**, BUTONUL DE TERAPIE ARE CULOARE ROȘIE ȘI VIBREAZĂ. CÂND ADAPTORUL ESTE **LĂSAT LIBER**, BUTONUL DE TERAPIE ARE CULOARE GALBENĂ

REMEDIERE: CONTACTAȚI COORDONATORUL SERVICIULUI

