

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFECTIUNI**

OPRIȚI BRAȚUL DE LA BUTON



deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: NU APAR ALARME PE AFIȘAJ IAR DUPA 5 SECUNDE,
BRAȚUL SE ÎNCHIDE

REMEDIERE: REMEDIAȚI ALARMELE INDICATE