

ÎNTREȚINERE ȘI TESTARE

ACȚIUNE

RECOMANDAT

După utilizare /
La nevoie /
Lunar

OBLIGATORIU

Zilnic /
Schimb tură

Dacă este
defect

Anual

La fiecare
2 ani

Verificare vizuală (inclusiv accesorii)



Pornire dispozitiv (autotest)



Conexiune intermodulară



Capacitate acumulatori



Eliberare șoc



Telemetrie



Curățare / Decontaminare



Inspecție tehnică periodică



Verificare metrologică

